



www.gomina.ch



Schablonengeführte Hüftrevision

Gomina ist es erstmals gelungen, ein Extraktionsset zu entwickeln, das eine Hüftrevision nahezu ohne Knochenverlust ermöglicht. Mit innovativen Produktionstechnologien können formstabile Meißel mit Implantatspezifischen Radien hergestellt werden. Die exakt ausgeführten, scharfen Klingenschliffe der Meißel basieren auf Gominas jahrzehntelangem Know-How und ermöglichen durch eine schablonengeführte Anwendung eine präzise Trennung zwischen Knochen und Implantat. Das innovative und zukunftsweisende Extraktionsset von Gomina erleichtert Chirurg*innen die Arbeit und führt zu kürzeren Operationszeiten. Ganz zum Nutzen der Patienten.

GOMINA
SWISS QUALITY

Offizieller Distributor für Deutschland
Cumos GmbH Hexentalstraße 4, 79249 Merzhausen
Telefon +49 (0)761 88 85 70 40, info@cumos.de, www.cumos.de