

Extraktionsset für Hüft- und Knierevisionen

Universalsystem



Handgriff und Ausschlagbolzen


Der Ausschlagbolzen kann an der Ober- oder Unterseite des Handgriffs befestigt werden.



Nutzlänge der Meissel

Der Handgriff mit Schnellspannvorrichtung weist drei Fixierungspositionen für die Meissel auf.

In der Einspannposition 2 wird die Nutzlänge des Meissels gegenüber der Position 1 um 15mm und in der Position 3 um weitere 15mm verlängert. Insgesamt kann die Nutzlänge von der Position 1 bis zur Position 3 um 30 mm verlängert werden.



Nutzlänge =
L [mm]

Universal Meissel

Das Design und die Dimensionen der Meissel passen zu den gängigen Hüftschäften. Als Single-Use Instrumente werden die Meissel steril verpackt geliefert.

| Artikelnr. (steril) | Artikelbezeichnung | L [mm] | B [mm] | D [mm] |
|--|----------------------------------|--------|--------|--------|
|  401.101S | Meissel gerade | 143.0 | 6.0 | 1.19 |
|  401.102S | Meissel gerade | 83.0 | 6.0 | 1.19 |
|  401.201S | Meissel lateral gebogen | 116.0 | 5.8 | 1.19 |
|  401.203S | Meissel medial gebogen | 114.5 | 5.4 | 1.19 |
|  401.403S | Meissel ventral für rechte Hüfte | 118.4 | 9.5 | 1.19 |
|  401.404S | Meissel dorsal für rechte Hüfte | 118.4 | 9.5 | 1.19 |

Universal Meissel

Das Design und die Dimensionen der Meissel passen zu den gängigen unikondylären Kniesystemen. Als Single-Use Instrumente werden die Meissel steril verpackt geliefert.

| Artikelnr. (steril) | Artikelbezeichnung | L [mm] | B [mm] | D [mm] |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 401.401S | Meissel gerade | 100.0 | 5.0 | 1.19 |
| 401.402S | Meissel gerade | 100.0 | 5.0 | 1.19 |
| 401.103S | Meissel gerade | 100.0 | 5.0 | 1.19 |
| 401.104S | Meissel gerade | 100.0 | 10.0 | 1.19 |
| 401.105S | Meissel gerade | 100.0 | 15.0 | 1.19 |
| 401.106S | Meissel gerade | 100.0 | 20.0 | 1.19 |
| 401.107S | Meissel gerade | 100.0 | 20.0 | 1.19 |

Gesamtübersicht Artikelnummern



| Artikelnr. | Artikelbezeichnung | L [mm] | B [mm] | D [mm] |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 400.001 | Handgriff inkl. Ausschlagbolzen | | | |
| 400.100 | Ausschlagbolzen (Ersatzteil) | | | |
| 401.101S | Meissel gerade | 143.0 | 6.0 | 1.19 |
| 401.102S | Meissel gerade | 83.0 | 6.0 | 1.19 |
| 401.201S | Meissel lateral gebogen | 116.0 | 5.8 | 1.19 |
| 401.203S | Meissel medial gebogen | 114.5 | 5.4 | 1.19 |
| 401.403S | Meissel ventral für rechte Hüfte | 118.4 | 9.5 | 1.19 |
| 401.404S | Meissel dorsal für rechte Hüfte | 118.4 | 9.5 | 1.19 |
| <i>*geeignet für Knierevisionen</i> | | | | |
| 401.401S | Meissel gerade | 100.0 | 5.0 | 1.19 |
| 401.402S | Meissel gerade | 100.0 | 5.0 | 1.19 |
| 401.103S | Meissel gerade | 100.0 | 5.0 | 1.19 |
| 401.104S | Meissel gerade | 100.0 | 10.0 | 1.19 |
| 401.105S | Meissel gerade | 100.0 | 15.0 | 1.19 |
| 401.106S | Meissel gerade | 100.0 | 20.0 | 1.19 |
| 401.107S | Meissel gerade | 100.0 | 20.0 | 1.19 |

Kontakt



Gomina AG
Raiftstrasse 4
3989 Niederwald, Schweiz
Tel. +41 27 970 12 70
Fax +41 27 970 12 75
www.gomina.ch
sales@gomina.ch



GOMINA Deutschland GmbH
Ludwig-Vierling-Strasse 7
89233 Neu-Ulm, Deutschland
info@gomina.de

Version 2024-11
Zuletzt aktualisiert: 15.11.2024

Offizieller Distributor für Deutschland:

Cumos GmbH

Hexentalstraße 4
79249 Merzhausen
Tel. +49 761 8885704-0
Fax +49 761 8885704-9
info@cumos.de
www.cumos.de

cumos[®] PRECISE
MEDICAL
DEVICES

GOMINA
SWISS QUALITY